

Penisprotese Uerigert og uten testikler

Sep 2026



QUINTET

Innhold

Om protesen	3
Bruk av protesen	3
Urinere med protesen	4
Tilbehør	4
Farger	5
Vedlikehold og rengjøring	5
Garanti og reklamasjon	6

Om protesen

Denne uerigerte penisprotesen kan brukes ved offentlig dusj eller klesskift, f.eks i garderobe. Protesen brukes uten festeanordning og fordrer at du enten har gjennomgått metaplastikk, eller har tilstrekkelig vekst (mer enn 1 tomme) av klitoris/neophallus til at den kan festes. Dersom du har urinrørsforlenging vil du kunne urinere gjennom protesen ettersom den er åpen i enden. Protesen er laget for daglig bruk, og kan ikke brukes til samleie eller penetrasjon.

Bruk av protesen

For å bruke protesen bretter du kantene slik at innsiden av protesen peker ut som vist på bildet. Deretter plasserer du protesens åpning mot klitoris/neophallus og bretter sidene ned igjen. På denne måten trenger du ingen festeanordning. Protesen holdes på plass med friksjon. Du kan øve deg med å tre protesen på en finger først.



Det kan kreve litt teknikk å få protesen til å sitte slik du ønsker.

Ta protesen av dersom du opplever smerter eller ubehag. Protesen kommer bare i én størrelse, og vil derfor ikke passe alle. La huden puste og gi den pause mellom hver gangs bruk. Vi anbefaler at du ikke bruker protesen mer enn 8 timer av gangen, og at du ikke sover med protesen på. Protesen skal ikke brukes på hovne eller betente områder, eller ved sprekker/sår i huden.

Urinere med protesen

Dersom du har operert og har fått forlenget urinrøret kan protesen brukes til å urinere stående. Test gjerne dette i dusjen første gang du prøver protesen. Når blæren er tømt bør du klemme på tuppen av protesen og riste litt på den slik at du får tømt ev. rester av urin som ligger inni protesen. Etterpå kan du skylle protesen med rent vann dersom du har anledning. Dersom du ikke har urinrørsforlenging kan du som regel tisse sittende uten å ta av protesen. Litt avhengig av din anatomi kan det komme litt søl på protesen, så test gjerne dette hjemme de første gangene.

Tilbehør

Protesen kan leveres med spesialundertøy, eller brukes med vanlig undertøy. Undertøyet som er spesielt tilpasset bruk av protese har en lomme på fremsiden som gjør at protesen holder seg på plass. Dette spesielt tilpassede undertøyet kan leveres sammen med protesen, og finnes i størrelser fra XS til 3XL. I utgangspunktet trenger du ikke spesialundertøy for å bruke denne protesen ettersom den festes på neopenis eller klitoris (men lurt å ha hvis du bruker protesen også som en «packer»).

Protesen leveres med en oppbevaringspose.

Farger

Protesen kan leveres i tre ulike farger: lys, medium og mørk.



Vedlikehold og rengjøring

Protesen rengjøres med ph-nøytral, mild såpe og varmt vann, eller kun varmt vann. Ikke bruk produkter som er tilsatt melkesyre, da dette kan påvirke produktets overflate. Rengjør forsiktig, og unngå skraping eller skrubbing. La den lufttørke før du legger den bort. Dersom du skal oppbevare den over lengre tid bør den stå mørkt og svalt. Vi anbefaler at du ikke bruker silikonbaserte produkter, f.eks glidemidler, sammen med protesen, da silikonet kan lage en kjemisk reaksjon med protesen og ødelegge den. Vær forsiktig når du velger såpe ettersom mange såper inneholder silikonstoffer, eksempelvis cyclopentasiloxan, cyclohexasiloxan, dimethicon og trimethicon.

Det skal normalt være tilstrekkelig å skylle protesen godt med vann etter bruk.

En gang i blant kan du bruke litt talkum på protesen for å tørke overflaten ordentlig.

Protesen bør ikke benyttes i vann med klor, slik som i svømmebasseng, da det vil forkorte protesens levetid.

Protesen er håndmalt for å være ekstra naturtro. Malingen er ment å være permanent, men produsenten kan ikke garantere varigheten av maling på protesen. Malingen vil gnis av eller falme over tid dersom protesen utsettes for hard bruk, stramme klær, manglende vasking osv.

Garanti og reklamasjon

Protesen er dekket av en 2-års garanti fra kjøpsdatoen. Garantien gjelder for fabrikasjonsfeil og materialdefekter som oppstår ved normal bruk. Den dekker ikke skader forårsaket av feil bruk, feil vasking/rengjøring, uhell, slitasje eller endringer på produktet. Se også forrige kapittel om vedlikehold.

Hvis du oppdager en defekt innen garantiperioden, vennligst kontakt den enheten (din lokale BHM-enhet) som bestilte produktet til deg.

Penisprotese

Uerigert og uten testikler

Vi i Quintet AS har spesialisert oss på behandlingshjelpemidler for inkontinens, bekkenbunnstrening, smertelindring, muskelrehabilitering, samt hjelpemidler innen seksuell helse. Vi vet at det finnes gode løsninger for disse plagene. Innen inkontinensbehandling tilbyr vi en serie elektrostimulatorer og EMG-biofeedbackapparater som kan rekvireres kostnadsfritt via din lege. Vi har også enkle og svært effektive hjelpemidler for bekkenbunnstrening. Innen smertelindring og muskelrehabilitering har vi et utvalg av både TENS og TEMS apparater. Innen seksuell helse tilbyr vi en serie produkter for både kvinner og menn med nedsatt seksuell funksjon, samt behandlingshjelpemidler for kjønnsinkongruens.

Se våre produkter for inkontinens, smertelindring, muskelplager, bekkenbunnsplager og seksuell helse - quintet.no - 55 98 15 55 - post@quintet.no

QUINTET